

# MySpeaker MINI

## mySpeaker MINI:

Der mySpeaker Mini ist mit der Symboleingabe ausgestattet. Es erleichtert die Kommunikation für Kinder und Erwachsene, die im Bereich der lautsprachlichen Kommunikation vorübergehend oder permanent beeinträchtigt sind.

Die Symbole, sowie die Kategorienseiten können am Gerät verändert und dazu gefügt werden. Des weiteren ermöglicht Ihnen die Configurator Software CD Ihre eigenen Symboleingabe-seiten am PC zu gestalten.

Die Funktionen:

Der mySpeaker MINI hilft über die Eingabe von Symbolen zu kommunizieren. Die Hauptfunktionen sind:

- Symboleingabe
- Bearbeiten der Symbole am mySpeaker
- Configurator für Bearbeitung der Symbole am PC
- natürliche Sprachausgabe von über 200 Minuten

Die Standardfunktionen:

- Notizfunktion
- Aufnahmefunktion

Die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten für die Eingabehilfen, ermöglicht es das Gerät an den Anwender optimal anzupassen.

- Scanning
- Kopfmaus
- Auditives Scanning
- diverse Taster

Eine breite Palette von Eingabehilfen, wie zum Beispiel einer Kopfmaus, ermöglicht es auch bei schweren körperlichen Behinderungen des Anwenders, das optimale Eingabegerät zu verwenden.



Beratungs- und Vertriebsbüro Enno Vogel  
Hilfsmittel für Blinde, Seh- und Sprechbehinderte  
Hoher Morgen 10 • 21423 Winsen/Luhe

Telefon: (0 41 71) 7 24 25 • Telefax: (04171) 7 73 64 • Mobil: (0 171) 491 87 67  
Internet: <http://www.ewvo.de> • Email: [e.vogel@ewvo.de](mailto:e.vogel@ewvo.de)