

Augensteuerung – See Tech Pro

Augensteuerung - See Tech Pro

Effektiv kommunizieren

Von Beginn an mit stets derselben Software zu arbeiten und das System bedarfsgerecht um weitere Bausteine zu ergänzen – das ist der Wunsch vieler Menschen, die auf leistungsfähige, computerbasierte Kommunikationshilfen angewiesen sind. Die Augensteuerung SeeTech® Pro wurde auf der Basis langjähriger Erfahrungen entwickelt, um diesem Wunsch auf wirtschaftliche Weise zu entsprechen.

Komfort

SeeTech® Pro Augensteuerung arbeitet überaus exakt und ist höchst bedienerfreundlich. Ein großer Toleranzbereich macht ständiges Neukalibrieren der Augensteuerung überflüssig.

Flexibilität

SeeTech® Pro Augensteuerung wird nach Ihren Bedürfnissen aus Modulen zusammengestellt und kann jederzeit problemlos erweitert werden. Die Kommunikationssoftware bleibt dabei immer gleich.

Wirtschaftlichkeit

SeeTech® Pro Augensteuerung ist ein im besten Wortsinn preiswertes System, da es auf am Markt verfügbaren Standardkomponenten aufbaut. Speziell entwickelt wurde ausschließlich das Herzstück des Systems: die Software, die die Augenbewegungen mit Hilfe einer Kamera erfasst, interpretiert und an das Kommunikationsprogramm weitergibt. Die modulare Bauweise ermöglicht eine individuelle und bedarfsgerechte Erweiterung von SeeTech® und trägt damit nochmals zur Wirtschaftlichkeit bei. Von Beginn an mit stets derselben Software zu arbeiten und das System bedarfsgerecht um weitere Bausteine zu ergänzen – das ist der Wunsch vieler Menschen, die auf leistungsfähige, computerbasierte Kommunikationshilfen angewiesen sind. Die Augensteuerung SeeTech® Pro wurde auf der Basis langjähriger Erfahrungen entwickelt, um diesem Wunsch auf wirtschaftliche Weise zu entsprechen.

Indikationen

SeeTech® Pro Augensteuerung ist ein leistungsfähiges Kommunikationswerkzeug für Menschen mit ALS, Multipler Sklerose, Muskelschwäche, Locked-In-Syndrom, hoher Querschnittslähmung oder ausgeprägter Spastik.

Interaktion mit dem Umfeld

Eine intuitiv erfassbare Kommunikationssoftware bietet vielfältige Möglichkeiten mit dem Umfeld zu interagieren. Wird sie mit Hilfe einer Augensteuerung bedient, löst das Fixieren von Bildschirmsymbolen mit den Augen einen Mausklick aus.

Verschiedene Aktionen können so angestoßen werden, z. B.:

- Sprachausgabe von vorgefertigten Aussagen
- Verfassen, Speichern und Ausgeben individueller Texte
- Aktionen zur Umfeldsteuerung

Betreuungspersonen bedienen die Kommunikationssoftware über den berührungssensitiven Bildschirm von SeeTech® Pro.

Kompakt oder modular

SeeTech® Pro ist als ganzheitliche Lösung inklusive Kommunikationssoftware erhältlich. Wenn allerdings bereits eine Kommunikationshilfe vorhanden ist, kann die Augensteuerung als Modul (SeeTech® Only) nachgerüstet werden. Die vorhandene Kommunikationssoftware wird einfach weiter genutzt. SeeTech® wird kann mit Hilfe von Halterungen am Tisch, am Rollstuhl oder am Bett befestigt werden. Das Baukastenprinzip von SeeTech® ermöglicht individuelle Lösungen für einzigartige Bedürfnisse.



Beratungs- und Vertriebsbüro Enno Vogel
Hilfsmittel für Blinde, Seh- und Sprechbehinderte
Hoher Morgen 10 • 21423 Winsen/Luhe

Telefon: (0 41 71) 7 24 25 • Telefax: (04171) 7 73 64 • Mobil: (0 171) 491 87 67
Internet: <http://www.ewvo.de> • Email: e.vogel@ewvo.de