

Bildschirmlesegerät - Eye-Q



Unser Eye-Q benutzen Sie wie eine handelsübliche Lupe. Sie können es auf der zu lesenden Unterlage in jede Richtung bewegen. Durch den Fuß der Kamera ist es auch möglich, sich kurze Notizen zu machen, Schecks zu unterschreiben, Formulare auszufüllen und vieles mehr. Um das Bild zu vergrößern, haben Sie auch die Möglichkeit Ihr Gerät an einen Fernseher anzuschließen. So können Sie überall, ob im Urlaub oder sonst wo, die Vielfalt des Gerätes optimal nutzen. Weiterhin kann das Gerät über ein Adapter auch an ein PC angeschlossen werden (PAL nach VGA, oder USB-Framegrabber).

Technische Daten:

- Maße: 150 x 80 x 30 mm
- Gewicht: 235 Gramm
- großes LCD Display: 4.2 Zoll (10,6 cm)
- Vergrößerung: Zoom 4mal - 15mal
- Leseabstand: max. 31 mm
- TV-Ausgang zum Anschluss an Monitore mit PAL Eingang (z.B. Fernseher)
- Kontraststarker Echtfarben, Positiv-/Negativmodus (schwarz/weiß und weiß/schwarz) zum besseren Lesen von Texten.
- Stromversorgung: Litium-Ionen-Akku, Ladegerät 230V
- Ladezeit des Akkus: 4 Stunden
- Betriebsdauer: 4 bis 7 Stunden, je nach Einstellung



Lieferumfang:

- Eye-Q
- Netz-/Ladegerät
- Handbuch
- Schutztasche
- Videokabel



Beratungs- und Vertriebsbüro Enno Vogel
Hilfsmittel für Blinde, Seh- und Sprechbehinderte
Hoher Morgen 10 • 21423 Winsen/Luhe

Telefon: (0 41 71) 7 24 25 • Telefax: (04171) 7 73 64 • Mobil: (0 171) 491 87 67
Internet: <http://www.ewvo.de> • Email: e.vogel@ewvo.de